

Disques Zircone



Appellation CM Dental	Famille CM Dental	Description	Tarif € HT	Tarif € TTC
Disques blancs Haute translucidité				
HT W U98-10	HiTrans	Disque blanc Haute translucidité 98 x 10	65,83	79,00
HT W U98-12	HiTrans	Disque blanc Haute translucidité 98 x 12	74,17	89,00
HT W U98-14	HiTrans	Disque blanc Haute translucidité 98 x 14	79,17	95,00
HT W U98-16	HiTrans	Disque blanc Haute translucidité 98 x 16	82,50	99,00
HT W U98-18	HiTrans	Disque blanc Haute translucidité 98 x 18	90,83	109,00
HT W U98-20	HiTrans	Disque blanc Haute translucidité 98 x 20	95,83	115,00
HT W U98-22	HiTrans	Disque blanc Haute translucidité 98 x 22	104,17	125,00
HT W U98-25	HiTrans	Disque blanc Haute translucidité 98 x 25	107,50	129,00
Disques blancs Super Haute translucidité				
ST W U98-10	SuperTrans	Disque blanc Super Haute translucidité 98 x 10	74,17	89,00
ST W U98-12	SuperTrans	Disque blanc Super Haute translucidité 98 x 12	79,17	95,00
ST W U98-14	SuperTrans	Disque blanc Super Haute translucidité 98 x 14	82,50	99,00
ST W U98-16	SuperTrans	Disque blanc Super Haute translucidité 98 x 16	90,83	109,00
ST W U98-18	SuperTrans	Disque blanc Super Haute translucidité 98 x 18	99,17	119,00
ST W U98-20	SuperTrans	Disque blanc Super Haute translucidité 98 x 20	112,50	135,00
ST W U98-22	SuperTrans	Disque blanc Super Haute translucidité 98 x 22	124,17	149,00
ST W U98-25	SuperTrans	Disque blanc Super Haute translucidité 98 x 25	132,50	159,00
Disques Super Haute translucidité 16 teintes VITA				
ST A1 U98-12	SuperTransShade	Disque teinte VITA Super Haute translucidité 98 x 12	99,17	119,00
ST A1 U98-14	SuperTransShade	Disque teinte VITA Super Haute translucidité 98 x 14	115,83	139,00
ST A1 U98-16	SuperTransShade	Disque teinte VITA Super Haute translucidité 98 x 16	132,50	159,00
ST A1 U98-18	SuperTransShade	Disque teinte VITA Super Haute translucidité 98 x 18	137,50	165,00
ST A1 U98-20	SuperTransShade	Disque teinte VITA Super Haute translucidité 98 x 20	149,17	179,00
ST A1 U98-22	SuperTransShade	Disque teinte VITA Super Haute translucidité 98 x 22	162,50	195,00
ST A1 U98-25	SuperTransShade	Disque teinte VITA Super Haute translucidité 98 x 25	170,83	205,00
Disques blancs Ultra Haute translucidité				
TT W U98-10	TopTrans	Disque blanc Ultra Haute translucidité 98 x 10	79,17	95,00
TT W U98-12	TopTrans	Disque blanc Ultra Haute translucidité 98 x 12	87,50	105,00
TT W U98-14	TopTrans	Disque blanc Ultra Haute translucidité 98 x 14	95,83	115,00
TT W U98-16	TopTrans	Disque blanc Ultra Haute translucidité 98 x 16	107,50	129,00
TT W U98-18	TopTrans	Disque blanc Ultra Haute translucidité 98 x 18	115,83	139,00
TT W U98-20	TopTrans	Disque blanc Ultra Haute translucidité 98 x 20	124,17	149,00
Disques Super Haute translucidité Multicouches (7 teintes A1/A2/A3/A3.5/B1/B2/C2)				
TT MU A1 U98-12	TopTrans Multi	Disque Ultra Haute translucidité Multicouche 98 x 12	107,50	129,00
TT MU A1 U98-14	TopTrans Multi	Disque Ultra Haute translucidité Multicouche 98 x 14	115,83	139,00
TT MU A1 U98-16	TopTrans Multi	Disque Ultra Haute translucidité Multicouche 98 x 16	129,17	155,00
TT MU A1 U98-18	TopTrans Multi	Disque Ultra Haute translucidité Multicouche 98 x 18	149,17	179,00
TT MU A1 U98-20	TopTrans Multi	Disque Ultra Haute translucidité Multicouche 98 x 20	165,83	199,00

Appellation CM Dental	Famille CM Dental	Description	Tarif € HT	Tarif € TTC
Disques Ultra Haute translucidité ONE 16 teintes VITA + BL1 + BL2				
ONE A1 U98-12	TopTrans-ONE	Disque teinte VITA Ultra Haute translucidité (ONE) 98 x 12	95,83	115,00
ONE A1 U98-14	TopTrans-ONE	Disque teinte VITA Ultra Haute translucidité (ONE) 98 x 14	112,50	135,00
ONE A1 U98-16	TopTrans-ONE	Disque teinte VITA Ultra Haute translucidité (ONE) 98 x 16	124,17	149,00
ONE A1 U98-18	TopTrans-ONE	Disque teinte VITA Ultra Haute translucidité (ONE) 98 x 18	129,17	155,00
ONE A1 U98-20	TopTrans-ONE	Disque teinte VITA Ultra Haute translucidité (ONE) 98 x 20	149,17	179,00
ONE A1 U98-22	TopTrans-ONE	Disque teinte VITA Ultra Haute translucidité (ONE) 98 x 22	165,83	199,00
ONE A1 U98-25	TopTrans-ONE	Disque teinte VITA Ultra Haute translucidité (ONE) 98 x 25	179,17	215,00

Disques Ultra Haute translucidité Multicouches ONE (7 teintes A1/A2/A3/A3.5/B1/B2/C2)				
ONE ML A1 U98-12	Multi5.Ant	Disque Ultra Haute translucidité Multicouche (ONE) 98 x 12	124,17	149,00
ONE ML A1 U98-14	Multi5.Ant	Disque Ultra Haute translucidité Multicouche (ONE) 98 x 14	137,50	165,00
ONE ML A1 U98-16	Multi5.Ant	Disque Ultra Haute translucidité Multicouche (ONE) 98 x 16	154,17	185,00
ONE ML A1 U98-18	Multi5.Ant	Disque Ultra Haute translucidité Multicouche (ONE) 98 x 18	162,50	195,00
ONE ML A1 U98-20	Multi5.Ant	Disque Ultra Haute translucidité Multicouche (ONE) 98 x 20	174,17	209,00

Disques Ultra Haute translucidité esthétiques Multi5.Ant (9 teintes BL1/BL2/A1/A2/A3/A3.5/B1/B2/C2)				
M5A A1 U98-12	Multi5.Ant	Disque Explore Multi5.Ant 98 x 12	124,17	149,00
M5A A1 U98-14	Multi5.Ant	Disque Explore Multi5.Ant 98 x 14	137,50	165,00
M5A A1 U98-16	Multi5.Ant	Disque Explore Multi5.Ant 98 x 16	157,50	189,00
M5A A1 U98-18	Multi5.Ant	Disque Explore Multi5.Ant 98 x 18	170,83	205,00
M5A A1 U98-20	Multi5.Ant	Disque Explore Multi5.Ant 98 x 20	179,17	215,00


Disques Ultra Haute translucidité esthétiques Multi5.Post (7 teintes A1/A2/A3/A3.5/B1/B2/C2)				
M5P A1 U98-12	Multi5.Post	Disque Explore Multi5.Post 98 x 12	124,17	149,00
M5P A1 U98-14	Multi5.Post	Disque Explore Multi5.Post 98 x 14	137,50	165,00
M5P A1 U98-16	Multi5.Post	Disque Explore Multi5.Post 98 x 16	157,50	189,00
M5P A1 U98-18	Multi5.Post	Disque Explore Multi5.Post 98 x 18	170,83	205,00
M5P A1 U98-20	Multi5.Post	Disque Explore Multi5.Post 98 x 20	179,17	215,00

Remises (disques uniquement)	Commandes / Marchés annuels*	Remise
	Commande ferme de 5 disques	-5%
	Commande ferme de 10 disques	-10%
	Commande ferme de 15 disques	-15%
	Commande ferme de 25 disques	-20%
	Marché annuel de 50 disques	-5%
	Marché annuel de 100 disques	-10%
	Marché annuel de 150 disques	-15%
	Marché annuel de 250 disques	-20%

(* Base de consommation sur 11 mois. Prix réajustables chaque trimestre. Port en sus.

Autres disques à usiner disponibles chez Cendres+Métaux France:

- Disques en polymère haute-performance **Pekkton®**
- Disques PMMA multicouches **Anaxdent**
- Disques en cire haute-résistance **Anaxdent**
- Disques Zircone haut de gamme Swiss Made / **Metoxit®**




Disques Zircon



Nomenclature des disques

ZirValue	HighTrans	SuperTrans	TopTrans	TopTrans One	Multi5.Post	Multi5.Ant
	Blanc	Blanc	Blanc	Préteinté x 16	Multi x6	Multi x6
Teintes disponibles		Préteinté x 16 Multi x7	Multi x7	Multi x7		
Résistance (min. Mpa)*	1 200	1 200	600	1 000	800 - 1 100	600 - 900
Translucidité (1mm)*	39%	43%	49%	47%	44-47%	46-49%
T°C de sinterisation	1 530	1 530	1 450	1 480	1 480	1 480
Applications	Chapes	Full	Chapes/Full	Chapes/Full	Chapes/Full	Chapes/Full
Portée	Arcades comp.	Arcades comp.	Max. 4 élts.	Max. 4 élts.	Max. 4 élts.	Max. 4 élts.

Exclusivité: Multicouches pour ANTERIEURES ou POSTERIEURES

Multi5.Ant				Multi5.Post		
Couche	Translucidité	Mpa ≥		Couche	Translucidité	Mpa ≥
#1	49,0%	600	#1	47,0%	800	
#2	48,0%	675	#2	46,5%	850	
#3	47,5%	750	#3	46,0%	900	
#4	46,5%	900	#4	45,0%	1 000	
#5	46,0%	900	#5	44,0%	1 100	